

## Masque chirurgical BARRIER®

## STANDARD - Type II

- Faible résistance à la respiration
- Efficacité de filtration bactérienne > 98%
- Liens à nouer extra longs
- EN14683:2014, type II

### Choix entre:

- Elastiques
- Liens à nouer

Suggestion d'utilisation: chirurgie en milieu sec, en l'absence de risque de projections



### BARRIER® crée l'effet ricochet à l'origine de meilleurs soins pour plus de patients

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. Nos solutions novatrices et produits-spécifiques sont complétées avec options de livraison et de logistique, ainsi qu'assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer un effet ricochet à l'origine de gains de temps, d'efforts et d'argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, à la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d'offrir les meilleurs soins à plus de patients.



4302



4330



4334



657070



4237



657000



4230



42280



Référence	Type	Liens à nouer	Elastiques	Antibuée	Visière	Anti projection	Doux	Extra large	Porte, coque liens à nouer	Porte, coque élastiques	Antireflet élastiques	Antireflet liens à nouer	Emballage	Couleur
4302	II	•											50/600	●
4330	II	•											50/600	●
4334	II		•										50/600	●
657070	II	•											60/360	
4237	II	•											50/500	☼
657000	II	•											60/360	●
4230	II	•											60/600	●
42280	II	•											60/600	●